



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:57:13)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	615	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:57:19)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:04 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	486.2	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:57:17)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:07 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	156.4	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:56:52)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:11 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	17	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:57:45)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:14 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	64.9	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1103.3	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 1700

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:58:16)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:18 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1700	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	72	Kg		
ESTATURA	168	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.18	mL/min		
CREATININA, sangre	0.84	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	64.9	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1103	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	0.00	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	91.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	86.7	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA DE LOS ANGELES MATTAR SEEGER

Edad : 73a 0m 0s

Nº Orden

: 0182359

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.628.003-0

Fecha Ingreso

: 22/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:57:46)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/01/2024 11:30:17)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:53:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 22/01/2024 12:21:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*229.5	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	--------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1700	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico