



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN EUGENIA MERINO OLGUIN**
Edad : 83a 3m 0s N° Orden : **0182865** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 4.480.903-6 Fecha Ingreso : 14/02/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 17/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 16/02/2024 08:46:22)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 14/02/2024 09:49:32)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:20:28 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 14/02/2024 11:02:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	67	Kg		
ESTATURA	165	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.43	mL/min		
CREATININA, sangre	0.97	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	36.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1260	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.74	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	90.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	89.7	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN EUGENIA MERINO OLGUIN**
Edad : 83a 3m 0s N° Orden : **0182865** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 4.480.903-6 Fecha Ingreso : 14/02/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 17/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 16/02/2024 08:45:53)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 14/02/2024 09:49:32)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:20:36 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 14/02/2024 11:02:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	*182.0	mg/24h	0.0 - 150.0	

VOLUMEN 3500 mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico