



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN EDUARDO MAULEN VALENZUELA

Edad : 65a 1m 0s

Nº Orden

: 0182929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.641.948-5

Fecha Ingreso

: 16/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 17/02/2024 18:06:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2024 10:52:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 3:17:58 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/02/2024 11:14:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*24.43	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*4.23	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.31	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN EDUARDO MAULEN VALENZUELA

Edad : 65a 1m 0s

Nº Orden

: 0182929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.641.948-5

Fecha Ingreso

: 16/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/02/2024 20:51:21)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/02/2024 10:52:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 3:18:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/02/2024 11:09:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	4890	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	94	Kg		
ESTATURA	180	cm		
VOLUMEN/MINUTO	3.40	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.32	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	37.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1844	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.14	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	97.0	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	78.4	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN EDUARDO MAULEN VALENZUELA

Edad : 65a 1m 0s

Nº Orden

: 0182929

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.641.948-5

Fecha Ingreso

: 16/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 17/02/2024 18:04:33)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/02/2024 10:52:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 3:18:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/02/2024 11:09:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*254.3

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

4890

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico