



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 23/07/2024 13:05:57)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:32:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	1929	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/07/2024 13:05:40)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:32:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	975.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/07/2024 13:05:47)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:32:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	*603.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 23/07/2024 13:05:57)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:32:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	180	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 23/07/2024 13:05:22)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:30:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	100	Kg		
ESTATURA	172	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.08	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.45	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	68.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	2043	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.12	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	97.8	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	79.8	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO HUMBERTO BENAVIDES ACUÑA**

Edad : 52a 6m 0s

Nº Orden

: **0186483**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.465.271-5

Fecha Ingreso

: 22/07/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 23/07/2024 15:34:45)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 22/07/2024 09:14:56)

Fecha Impresión: 15/04/2025 19:47:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 22/07/2024 10:32:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*1419.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

3000

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico