



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL JAVIER GUZMAN GATICA**

Edad : 23a 10m 0s

Nº Orden

: **0188160**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.521.807-6

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:13:02)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/10/2024 09:20:43)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:58:57 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:23:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	160.9	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1448.1	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	900			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL JAVIER GUZMAN GATICA**

Edad : 23a 10m 0s

Nº Orden

: **0188160**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.521.807-6

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:13:03)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/10/2024 09:20:43)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:59:00 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:23:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	900	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	59	Kg		
ESTATURA	169	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.63	mL/min		
CREATININA, sangre	0.97	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	160.9	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1448	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.68	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	103.7	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	106.8	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL JAVIER GUZMAN GATICA**

Edad : 23a 10m 0s

Nº Orden

: **0188160**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.521.807-6

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:13:04)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/10/2024 09:20:43)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:59:08 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:23:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	*735.3	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	900	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico