



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELISA AVENDAÑO ROMO**

Edad : 80a 9m 0s

Rut : 4.974.446-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188572**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:23:05)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/10/2024 10:01:14)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:11:32 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:17:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	66	Kg		
ESTATURA	160	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.69	mL/min		
CREATININA, sangre	1.11	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	67.9	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	679	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.69	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	42.5	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*43.5	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ELISA AVENDAÑO ROMO**

Edad : 80a 9m 0s

Rut : 4.974.446-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188572**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:23:06)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/10/2024 10:01:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:11:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:27:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	*175.0	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico