



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NORMA GALLARDO PEREZ**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 5.706.552-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189541**

Fecha Ingreso

: 04/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 05/12/2024 12:46:52)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 04/12/2024 10:19:22)

Fecha Impresión: 23/05/2025 10:41:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/12/2024 10:50:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	27.6	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	*552.0	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 2000

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NORMA GALLARDO PEREZ**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 5.706.552-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189541**

Fecha Ingreso

: 04/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 05/12/2024 12:46:51)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/12/2024 10:19:22)

Fecha Impresión: 23/05/2025 10:41:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/12/2024 10:50:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	65	Kg		
ESTATURA	158	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.39	mL/min		
CREATININA, sangre	0.83	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	27.6	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	*552	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.66	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	46.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*48.1	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico