



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FERNANDO ARREDONDO BRAVO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 14.547.548-1

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189603**

Fecha Ingreso

: 06/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 09/12/2024 11:01:08)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/12/2024 09:04:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 10:19:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/12/2024 10:51:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	69	Kg		
ESTATURA	167	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.08	mL/min		
CREATININA, sangre	1.23	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	49.2	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1476	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.78	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	83.3	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	81.0	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FERNANDO ARREDONDO BRAVO**

Edad : 45a 7m 0s

Rut : 14.547.548-1

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189603**

Fecha Ingreso

: 06/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 09/12/2024 11:01:09)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/12/2024 09:04:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 10:19:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/12/2024 10:59:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*168.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

3000

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico