



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RIGOBERTO CARRILLO BAÑARES**

Edad : 76a 4m 0s

Rut : 6.107.090-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194185**

Fecha Ingreso

: 25/06/2025

Fecha Revision Web : 30/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 26/06/2025 13:26:44)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 25/06/2025 09:49:43)

Fecha Impresión: 30/06/2025 2:03:38 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/06/2025 10:37:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2100	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	90	Kg		
ESTATURA	160	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.46	mL/min		
CREATININA, sangre	1.20	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	56.6	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1189	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.93	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	68.8	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	61.7	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RIGOBERTO CARRILLO BAÑARES**

Edad : 76a 4m 0s

Rut : 6.107.090-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194185**

Fecha Ingreso

: 25/06/2025

Fecha Revision Web : 30/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 26/06/2025 11:12:34)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 25/06/2025 09:49:43)

Fecha Impresión: 30/06/2025 2:03:45 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/06/2025 10:39:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*945	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2100	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico