



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL VILLARROEL CAMPOS**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.849.519-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194381**

Fecha Ingreso

: 01/07/2025

Fecha Revision Web : 07/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 02/07/2025 17:54:41)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 01/07/2025 15:58:39)

Fecha Impresión: 07/07/2025 0:26:26 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 01/07/2025 15:58:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	74	Kg		
ESTATURA	174	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.39	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.61	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	67.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1350	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.88	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	58.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*53.6	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL VILLARROEL CAMPOS**

Edad : 79a 5m 0s

Rut : 4.849.519-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0194381**

Fecha Ingreso

: 01/07/2025

Fecha Revision Web : 07/07/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 02/07/2025 17:54:41)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 01/07/2025 15:58:39)

Fecha Impresión: 07/07/2025 0:26:34 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 01/07/2025 15:58:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	112.0	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	-------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2000	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico