



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MEDINA ARIZMENDIARRIET

Edad : 88a 3m 0s

Nº Orden

: 0196791

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.936.715-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:42:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 09:37:33)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:13:15 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 10:04:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.08	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.03	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	37.5	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MEDINA ARIZMENDIARRIET

Edad : 88a 3m 0s

Rut : 5.936.715-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0196791

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 16/10/2025 15:42:38)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/10/2025 09:37:33)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:13:20 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 10:47:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2900	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	90	Kg		
ESTATURA	175	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.01	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.66	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	37.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1088	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.06	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	45.5	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*38.2	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico