



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : JOSE MEDINA ARIZMENDIARRIET

Edad : 88a 3m 0s

Nº Orden

: 0196791

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.936.715-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 22/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:42:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 09:37:33)

Fecha Impresión: 22/10/2025 0:44:21 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 10:04:47)

| Parámetro                      | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 0.08      | ng/mL     | 0.00- 4.00            | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| A. PROSTATICO LIBRE (FPS)      | 0.03      | ng/mL     | 0.00 - 1.00           | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| INDICE PSA/FPS                 | 37.5      | %         |                       |                             |

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : JOSE MEDINA ARIZMENDIARRIET

Edad : 88a 3m 0s

Rut : 5.936.715-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0196791

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 22/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 16/10/2025 15:42:38)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/10/2025 09:37:33)

Fecha Impresión: 22/10/2025 0:44:25 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 10:47:43)

| Parámetro               | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                        |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| DIURESIS                | 2900      | mL        |                       |                               |
| TIEMPO RECOLECCION      | 24        | hrs.      |                       |                               |
| PESO                    | 90        | Kg        |                       |                               |
| ESTATURA                | 175       | cm        |                       |                               |
| VOLUMEN/MINUTO          | 2.01      | mL/min    |                       |                               |
| CREATININA, sangre      | *1.66     | mg/dL     | 0.60 - 1.30           | Jaffe-cinetica/Mindray BS-200 |
| CREATININA ORINA 24hrs  | 37.5      | mg/dL     |                       | Jaffé Cinético/Mindray BS-200 |
| CREATININURIA 24 hrs    | 1088      | mg/24 hrs | 600 - 2500            | Jaffé Cinético/Mindray BS-200 |
| SUPERFICIE CORPORAL     | 2.06      | m2        |                       |                               |
| CLEARENCE DE CREATININA | 45.5      | ml/min    |                       |                               |
| CLEARENCE CORREGIDO     | *38.2     | ml/min    | 60.0 - 160.0          |                               |

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico