



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS DIAZ VARGAS**

Edad : 83a 0m 0s

Rut : 4.487.453-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196977**

Fecha Ingreso

: 23/10/2025

Fecha Revision Web : 28/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 24/10/2025 13:21:18)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2025 13:39:04)

Fecha Impresión: 28/10/2025 2:26:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 23/10/2025 13:41:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1350	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	70	Kg		
ESTATURA	171	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.94	mL/min		
CREATININA, sangre	*2.11	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	79.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1067	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.82	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	35.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*33.4	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS DIAZ VARGAS**

Edad : 83a 0m 0s

Rut : 4.487.453-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196977**

Fecha Ingreso

: 23/10/2025

Fecha Revision Web : 28/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/10/2025 13:21:32)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2025 13:39:04)

Fecha Impresión: 28/10/2025 2:27:06 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 23/10/2025 13:41:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*259.2	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	--------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1350	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico