



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:12)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:24 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	610	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:16)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:28 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	417.6	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:15)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:31 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	64	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:10)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:35 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	32	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1600	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:13)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:38 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	90.1	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1441.6	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1600			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:19)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:42 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1600	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	70	Kg		
ESTATURA	169	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.11	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.62	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	90.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1442	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.8	m2		

CLEARENCE DE CREATININA

61.8

ml/min

CLEARENCE CORREGIDO

*59.4

ml/min

60.0 - 160.0

Observaciones:

Creatinina repetido. Sangre:1.62 mg/dL, orina:91.6

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE VERA GAJARDO**

Edad : 25a 8m 0s

Rut : 20.068.398-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197467**

Fecha Ingreso

: 13/11/2025

Fecha Revision Web : 18/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 14/11/2025 09:36:20)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/11/2025 13:35:11)

Fecha Impresión: 18/11/2025 1:28:50 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 13/11/2025 13:37:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	139.2	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	-------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1600	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico